


KOYO オムツのつけ方


テープ止めタイプとフラットの組み合わせ (かもめ+スキット)



1.
おむつをバサッと振ったりして
衝撃を与えてはいけません。



2.
おむつを縦にしっかりと引っ張
るとギャザーが立ちます。



3.
おむつの上にフラットを広げて
おきます。



4.
あてていきます。



5.
おむつのセンターラインと背骨
がまっすぐに合うようにします。



6.
反対側のおむつもシワができ
ないように広げます。



7.
脚は必ずまっすぐにします。



8.
フラットは上に引き上げてはい
けません。



9.
必ず青い部分を折り返すようにして半分に折ります。



10.
股の中に入れ込むようにします。



11.
折り返した部分がギャザーになるようにあてます。



12.
横に開くように広げます。



13.
おむつは少し下へ引っ張り、
お尻のしわを伸ばします。



14.
股の間にしっかりはいるように
あてます。



15.
おむつも上に引き上げるの
ではなく、横に広げてあてます。



16.
必ず、下のテープからつけて
います。



17.
反対側も、きちんと引っ張って
下のテープからつけます。



18.
上のテープは少し引っ張って
斜め下につけます。



19.
手のひらが入るくらいの余裕
があるのが理想です。